

Használati útmutató a Baby Control Digital légzésfigyelő vezeték nélküli kiegészítő egységéhez (BC-480)

A kiegészítő egység a "D"-vel kezdődő gyári számú központi egységekhez használható: Dxxxxxx.

A „Wireless module” egységet helyezze a központi egység erre kialakított helyére, és csatlakoztassa az 5 pólusú csatlakozót. Ezzel a készülék üzemkés.

Bekapcsolás/kikapcsolás: a hordozható egységen levő szürke gomb megnyomásával történik.

Bekapcsolást követően a készülék azonnal veszi a kiságnál levő egység jeleit, ha az is be van kapcsolva. Kapcsolat hiányára hangjelzés figyelmeztet.

Bekapcsolást követő ismételt gombnyomásra a készülék halk kattanó hanggal jelzi, amikor a kiságnál levő egységen a zöld LED villan.

Ha a légzésfigyelő központi egységen be van kapcsolva a hangérzékelés (menü - PH->E), akkor a baba hangját (sírás, gögicsélés) a hordozható egység két rövid csipogással jelzi.

Amennyiben ki akarja kapcsolni a hangérzékelést, a központi egységen menü PH->d -t állítson be. A PH (phone) menüpontot úgy tudja elérni a központi egységen, hogy bekapcsolás után addig nyomva tartja a bekapcsoló gombot, amíg a PH nem villog a kijelzőn. Ezt követően ha elengedi a nyomógombot, 1,2,3,4, E, d villan fel. E (enable) engedélyezi a hangérzékelést, „d” (disable) pedig tiltja azt.

A számok kiválasztásával a hangérzékelés küszöbszintjét állíthatja be: az 1-es küszöbszint azt jelenti, hogy a halk hangokat is érzékelni fogja a készülék, míg a 4-es csak az erősebb hangokat.

A hordozható egység beépített Li akkuval működik, ezért időnként fel kell tölteni. A feltöltés mini-USB csatlakozón keresztül történik, laptopról, számítógépről, vagy külön ilyen célú mini-USB-s töltőről. A töltés folyamatát piros LED jelzi, ha feltöltődött az akku, akkor a LED elalszik.

Ha bekapcsolást követően a hordozható egység hosszasan csipog, az azt jelzi, hogy töltés szükséges. Amennyiben nagyon le van merülve az akku, ezt követően a készülék kikapcsol.

Abban az esetben, amikor hosszabb ideig nem használja a hordozható egységet, az akku megóvása érdekében időnként töltőre kell tenni. Hosszú üzemszünet esetén elegendő kb. félévente tölteni.

Akkor, ha csak a légzésfigyelőt használja, és hosszú időn keresztül nincs szüksége a vezeték nélküli kiegészítőre, célszerű a központi egységben levő „Wireless module” csatlakozóját lehúzni, mert így kíméli az elemeket.

Műszaki tanácsadás: +36 70 274-9229